

Slow



Kylkiasennossa nukkuvalla anatomisesti muotoutuva terveystyyny

Ainutlaatuinen Slow-terveystyyny on tarkoitettu kyljellään nukkuvalla. Kylkiasennossa tyynyn oikea korkeus riippuu nukkujan anatomiasta ja patjan jousto-ominaisuuksista. Anatomisesti muotoutuva Slow tukee nukkumisasentoa niin, että niskan ja hartiasrudun aineenvaihdunta toimii ja lihakset rentoutuvat.

- Slow-terveystyynyssä on nerokas kaksiosainen anatomisesti muotoutuva pehmuste, joka on valmistettu älykkäästä reaktiivisesta vaahtomateriaalista
- Asennon vaihdon jälkeen Slow muotoutuu nukkujan anatomian mukaiseksi
- Muotoutuminen tapahtuu miellyttävästi häiritsemättä nukkujaa
- Slow-terveystyynyssä on kaksi erilaista päällistä
- Sisempi Stop-allergiapäällinen suojaa pehmustetta liikaantumiselta ja kosteudelta. Hengittävä ja hiostamaton Stop puhdistetaan pyyhkimällä sen pinta kostealla liinalla tai se irrotetaan ja pestään pesukoneessa
- Slown ulompi päällinen on valmistettu erittäin pehmeästä ja hengittävästä Fleece-tekstiilistä. Myös Fleece-päällinen voidaan irrottaa ja pestä koneessa pesuohjeen mukaan
- Slown vakiokoko on 35x50 cm. Tyynyn on saatavilla siihen kooltaan sopiva Favor-tyynyliina



Slown kaksiosainen pehmuste



MediLuxx -yhteensopivuus

Avec-sijauspatja
Eco-terveyspatja
Combi-yhdistelmäpatja
Stop-allergiapäälliset
Favor-vuodevaatteet
Fixu-aluslakana
Allegro-allergiatäkki
Hali-halityyny
Vita - säädettävä sänky

Takuu on 2 vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.



MediLuxx
TERVEELLISEMPÄÄ UNTA